




Trabajar sano y eficiente con el concepto de movimiento innovador de Vitaldinamic

Silla Dinámica SDvet para veterinarios



Inclinarse



Girar




Avanzar

El equipo médico en la sala de operaciones está expuesto a altos niveles de estrés físico y psicológico. Durante muchas horas, además de trabajar de pie, tiene que adoptar las posiciones más difíciles y ergonómicamente no controlables. Muchos veterinarios y las personas de su equipo sufren de una alta tensión en su sistema musculo-esquelético. Las sillas convencionales no se adaptan a sus necesidades, no son seguras y por tanto no las utilizan. Además, todo el equipamiento debe cumplir altos requisitos higiénicos.



La Silla Dinámica SDvet de Vitaldinamic proporciona la solución única a estos problemas fundamentales. Se adapta al tamaño del usuario que adopta automáticamente una postura saludable en todo momento. El cirujano puede inclinarse hacia adelante, para tener acceso con sus manos, y trabajar en toda el área de intervención. También puede girar en todas las direcciones e inclinarse al mismo tiempo. Con la Silla Dinámica se puede pasear por el espacio de trabajo sin usar las manos. Además de esta total movilidad, el usuario tiene siempre una posición estable para trabajar con precisión. Es segura: no se puede inclinar hacia atrás. El usuario puede alternar con facilidad estar de pie, sentado o apoyado y, a diferencia de las sillas con ruedas, siempre encuentra su Silla Dinámica tal y donde la dejó. La SD requiere poco espacio y permite el uso de múltiples usuarios en un espacio pequeño. La Silla Dinámica puede usarse para todo tipo de intervenciones. También en una posición baja. El asa está integrada por lo que se puede transportar fácilmente y requiere poco espacio cuando no se usa. La SDvet está realizada con material antibacteriano y es fácil limpieza.



Estudios científicos

Conclusiones del estudio de ID Ergo. Research and Development in Ergonomics, Zaragoza

“En resumen podemos afirmar las siguientes conclusiones generales en relación a las características que ofrece la silla analizada: Lleva a adoptar, de forma natural, una postura adecuada. Al inclinarnos hacia delante, la zona lumbar se adelanta y hace que la espalda se mantenga recta y esté relajada. Facilita el cambio postural, y permite la movilidad necesaria para realizar el trabajo ágilmente, al tiempo que estos movimientos de las piernas activan la circulación de retorno. La necesidad de mantener una postura más recta de tronco y cuello la convierte en un elemento preventivo muy importante para el trabajo en las unidades de reparto y en los centros de proceso, favoreciendo a largo plazo la prevención de la aparición de lesiones musculoesqueléticas en la espalda.”

Conclusiones de los estudios de la silla dinámica SDMED en la práctica quirúrgica, ID Ergo 2016

“En base a las conclusiones expuestas de los estudios realizados, el Grupo de Investigación que ha llevado a cabo el estudio considera probado que el uso de la silla dinámica SDMED en la práctica quirúrgica supone un claro beneficio para el facultativo y para la actividad desarrollada en el entorno del quirófano”

Datos técnicos

- Ajuste de altura sin escalonamiento 85-60 cm
- Asiento 43x37 cm.
- Dimensiones de embalaje 430 x 395 x 616 mm
- Peso 12 kg.
- Capacidad de carga 150 kg.
- Asiento ergonómico de poliuretano técnico.
- La Silla Dinamica puede inclinarse hacia delante 30 grados. Estabilidad hacia los lados y hacia atrás.

Versiones

SDVET


- Poliuretano técnico, antibacteriano, desinfectable para quirófanos

Color estándar



Verde

01 05 00 01 02 00



La empresa Vitaldinamic

La línea de equipos ergonómicos Vitaldinamic mejoran la vida cotidiana y laboral de las personas. La esencia de su diseño se fundamenta en “el movimiento es vida”. Estudios ergonómicos, médicos y técnicos realizados avalan la eficacia de nuestros productos y recomiendan su uso.

Contacto

www.vitaldinamic.com
es@vitaldinamic.com

